

Viniera

DAMAR ONARIMI





VinierA

DAMAR ONARIMI



Venöz yetmezlik durumlarında, venöz kan normal antegrad akım yolundan kaçar ve damarları aşağı doğru tıkalı haliyle tıkanmış bir bacağına içine geri akıtır. Venöz yetmezlik sendromlarına en sık olarak düşük basınçlı yüzeysel venöz sistemdeki kapak yetersizliği neden olur, ancak aynı zamanda yüksek basınçlı derin sistemdeki (veya her ikisi de nadiren) kapak yetersizliği nedeniyle de olabilir.



Avantajları

- VinierA X, VI için ilk gerçek tedavi seçeneğidir.
- VinierA X sorunlu damarı koruyarak düzeltir.
- Şimdiye kadar derin venöz yetmezlik için tek çözüm bu.
- Hızlı, güvenli ve etkili.
- Poliklinik şartlarında yapılabilir.
- Hasta günlük rutinlerine dönebilir.

VinierA

DAMAR ONARIMI

Derin veya yüzeysel sistemdeki tedavi edilmemiş venöz yetmezlik ilerleyici bir sendroma neden olur (kronik venöz yetmezlik [CVI]). Tarihsel olarak, CVI, çoğu olguya neden olan koşullara bağlı olarak, postflebit sendromu ve post-trombotik sendrom olarak bilinirdi.


Kötü kozmesise ek olarak, CVI alt ekstremitelerde kronik hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilir. Ağrı, özellikle ambulasyondan sonra, hastalığın ayırt edici özelliğidir. CVI, lipodermatoskleroz olarak adlandırılan karakteristik değişikliklere neden olur ve alt ekstremitelerin derisine sonuçlanır ve bu da cilt ülseri oluşumuna yol açar.

What is
VinierA ?



VinierA X, işlevsiz ven kapağı için dahili bir kompresyon tedavisidir. Prosedür ayrıca perkütan valvüloplasti olarak da adlandırılır. VinierA X'teki amaç, hedeflenen ven valfinin etrafına ekso-iskelet olarak özel olarak tasarlanmış emilemeyen biyopolimer sunmaktır.

VinierA X, veni birkaç yöntemle iptal etmek yerine VI için ilk gerçek tedavi seçeneğidir. VinierA X'teki amaç, problemlili damarı düzeltmek, semptomlardan kurtulmak ve VI'in gelecekteki gelişimini engellemektir.



Valflerin İşlevini Onarın ve Geri Yükleyin

VinierA X, genişlemiş damar için dış iskelet işlevi görür ve damarın orijinal çapını eski haline getirmesine yardımcı olur. Dış iskelet yardımı ile damar valfleri arasındaki mesafe yaklaşır ve valfler tekrar çalışmaya başlar.

Nasıl Çalışır?

VinierA X, damar kapakçığı için dış iskelet işlevi görür. Prosedür hızlı, güvenli ve kolaydır. Poliklinik şartlarında dakikalar içerisinde yapılabilir. Prosedür adımları aşağıdaki şekildedir:

Doppler-Ultrasound (DUS) ile tedavi edilecek problemlili ven kapaklarının haritalanması ve saptanması.

Hedef kapaktan birkaç cm önce damar ile kas fasyası arasına 6F introduser kılıf yerleştirilmesi.

Özel örgülü 6F uygulama kateterinin introduser kılıf içinden ven ve öküler fasya arasındaki tedavi bölgesine gönderilmesi.

Ven kapak çevresinde gerekli miktarda biyopolimer enjeksiyonu.

